

301DJ-C

Elektroda ORP / redox | karta użytkowania

Parametry i wariant

Zakres: ± 2000 mV. Temperatura pracy: 0-80°C. Złącze BNC. Elektrolit żelowy KCl; przechowywanie w 3 M KCl bez jonów Ag^+ . Wariant 2M w sklepie ma przewód 2 m; tabela instrukcji źródłowej opisuje wersję 1 m.

Przed pomiarem

Odkręć nakrętkę pojemnika, wyjmij elektrodę i opłucz wodą dejonizowaną. Podłącz ją do kompatybilnego miernika ORP. Nie uderzaj platynową igłą o twarde przedmioty - uszkodzona końcówka może uniemożliwić pomiar.

Po pomiarze i przechowywanie

Włóż elektrodę do pojemnika z roztworem przechowującym i szczelnie zakręć. Końcówka oraz diafragma powinny pozostawać zwilżone. Wymień mętny lub zanieczyszczony roztwór i umyj pojemnik. Nie przechowuj długotrwale w czystej wodzie ani buforze.

Czyszczenie

Zabrudzony sensor lub diafragmę oczyść miękką szczoteczką i wodą z mydłem, następnie pozostaw na 3 godziny w roztworze przechowującym. Złącze musi być suche i czyste; producent zaleca czyszczenie watą i alkoholem absolutnym, następnie osuszenie.

Uwaga do dokumentacji

Źródło podaje POM w opisie i PC w tabeli materiałów. Ta rozbieżność wymaga potwierdzenia producenta. Karta nie rozstrzyga materiału obudowy.

Skrócone opracowanie dystrybutora na podstawie instrukcji APERA. Nie jest pełnym tłumaczeniem ani instrukcją wydaną przez producenta.

[Pełna instrukcja producenta - oryginał w języku angielskim \(PDF\)](#)