



Anwendungsanleitung / Instructions for Use

Dieser Fluorid-Ionen-TISAB (Total Ionic Strength Adjustment Buffer) hilft, den pH-Wert Ihrer Lösung auf 5,0 bis 6,0 einzustellen und störende Ionen zu eliminieren.

Geben Sie einfach den TISAB im Verhältnis 1:1 zu Ihrer Testlösung und Kalibrierlösung hinzu und mischen Sie die Lösung gründlich, bevor Sie mit der Messung und Kalibrierung beginnen.

This Fluoride Ion TISAB (Total Ionic Strength Adjustment Buffer) helps adjust your solution's pH to 5.0–6.0 and eliminate interfering ions.

Simply add the TISAB to your test solution and calibration solution at a 1:1 ratio and mix well before testing and calibrating.

APERA INSTRUMENTS (Europe) GmbH

Wilhelm-Muthmann-Str.18 | 42329 Wuppertal Germany

info@aperainst.de | www.aperainst.de | Tel.: +49 202 51988998



Anwendungsanleitung / Instructions for Use

Dieser Fluorid-Ionen-TISAB (Total Ionic Strength Adjustment Buffer) hilft, den pH-Wert Ihrer Lösung auf 5,0 bis 6,0 einzustellen und störende Ionen zu eliminieren.

Geben Sie einfach den TISAB im Verhältnis 1:1 zu Ihrer Testlösung und Kalibrierlösung hinzu und mischen Sie die Lösung gründlich, bevor Sie mit der Messung und Kalibrierung beginnen.

This Fluoride Ion TISAB (Total Ionic Strength Adjustment Buffer) helps adjust your solution's pH to 5.0–6.0 and eliminate interfering ions.

Simply add the TISAB to your test solution and calibration solution at a 1:1 ratio and mix well before testing and calibrating.

APERA INSTRUMENTS (Europe) GmbH

Wilhelm-Muthmann-Str.18 | 42329 Wuppertal Germany

info@aperainst.de | www.aperainst.de | Tel.: +49 202 51988998